

可穿戴产品解决方案

持续血糖监控 (CGM)

连接到智能设备（例如智能手机）时，连续血糖监测设备可以全天跟踪血糖水平，并在血糖过高或过低时提醒使用者。我们的皮肤友好型粘合解决方案确保舒适佩戴时间可达28天，并有助于改善疾病管理。

产品特性

- 胶粘剂与皮肤的初始附着力高，确保首次接触即牢固粘合
- 强力粘合，确保佩戴时间长达28天以上
- 高度柔韧的基材，使贴片随皮肤运动而伸展，减少佩戴期间的皮肤刺激
- 皮肤贴片和设备贴片的良好透气性，允许水分散发

产品组合

设备组合胶带：


- DuploMED® 22507

皮肤贴片：

- DuploMED® 85300

加固贴片：

- DuploMED® 85300



胰岛素贴片泵

胰岛素贴片泵连续输送低剂量的速效胰岛素，并且可以与CGM结合形成闭环系统。我们的透气胶带解决方案确保使用者的最大舒适度，佩戴时间可长达72小时。

产品特性

- 柔韧的材料提高使用者的舒适度
- 双面涂胶的设备胶带，在设备与亲肤胶带之间形成强力粘合
- 亲肤胶带良好的透气性，允许水分散发，让皮肤呼吸
- 胶粘剂良好的剪切强度，防止贴片在注射过程中移动

产品组合

设备组合胶带：

- DuploMED® 8171
- DuploMED® 8411
- DuploMED® 22507

皮肤贴片：

- DuploMED® 22260
- DuploMED® 45150

